

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОДУЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ UPDATER.EXE.

1. Введение

Программа автоматического обновления Updater.exe (далее «модуль») предназначена для загрузки обновлений программных продуктов, разработанных ЗАО «НЕЙРОКОМ», с интернет-сайта компании (<http://www.neurocom.ru>).

Модуль может быть установлен как на компьютере с установленным программным обеспечением ЗАО «НЕЙРОКОМ», так и на любом другом компьютере, подключенном к сети интернет.

Для загрузки обновлений программного обеспечения необходимо чтобы ключ защиты (HASP) для обновляемого продукта был подключен.

ВНИМАНИЕ!!! При загрузке обновлений, для выхода в интернет необходимо использовать браузер «Microsoft Internet Explorer». ЗАО «НЕЙРОКОМ» не гарантирует загрузку обновлений в случае использования другого интернет-браузера.

2. Подготовка к установке модуля на компьютер

Выполните загрузку программы автоматического обновления с интернет-сайта ЗАО «НЕЙРОКОМ». Для загрузки программы необходимо перейти на страницу **Обновление программного обеспечения** (раздел Поддержка → Обновление ПО), и выбрать **Загрузить модуль автоматического обновления** или воспользоваться ссылкой:

http://www.neurocom.ru/ru2/support/soft_updates.html

После загрузки файла с архивом программы (updatersetup.zip) на компьютер, распакуйте полученный архив и переходите к установке модуля.

При отсутствии в составе операционной системы программы для распаковки, можно воспользоваться бесплатным архиватором с сайта www.info-zip.org.

3. Установка модуля на компьютер

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом установки закройте все приложения.

Для установки Модуля обновлений на компьютер выполните следующие действия:

1. Запустите файл «UpdaterSetup.exe».
2. Нажмите кнопку Далее.
3. Укажите путь для установки модуля автоматического обновления.
4. При необходимости создайте копии замещаемых файлов и укажите директорию для их хранения.
5. После успешной установки модуля автоматического обновления нажмите «выход»

4. Работа с модулем

Модуль позволяет загружать обновления программного обеспечения на любом компьютере, подключенном к глобальной сети интернет.

ВНИМАНИЕ!!! При начале работы с модулем закройте все приложения, которые могут блокировать работу программы, а так же доступ к сети интернет.

На компьютере с установленным программным обеспечением ЗАО «НЕЙРОКОМ» и подключенным к сети интернет поиск и установка обновлений происходит автоматически при каждом запуске компьютера.

Для запуска процедуры поиска и установки обновлений в «ручном режиме» следует запустить файл NeurocomUpdater.exe через меню «Пуск» (Пуск-> Все программы-> Нейроком-> Обновление ПО Нейроком.) либо из командной строки (по умолчанию, исполняемый файл находится: C:\Program Files-> Neurocom-> Updater-> NeurocomUpdater.exe).

Вне зависимости от способа запуска программы обновлений, если обновления обнаружены, Вам будет предложен список доступных обновлений. Выделите обновление, которое Вы хотите установить, и нажмите «Установить» - модуль автоматически скачает обновление на Ваш компьютер и запустит процедуру обновления.

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работы с модулем вставьте ключ защиты HASP для обновляемого продукта.

Поиск и установка обновлений на компьютере, на котором программное обеспечение ЗАО «НЕЙРОКОМ» НЕ установлено, НО подключенным к сети интернет, может происходить также в автоматическом режиме (при каждом запуске компьютера), если в компьютер вставлен ключ защиты HASP для обновляемого продукта, или в «ручном режиме» (см. предыдущий раздел).

Вне зависимости от способа запуска программы обновлений, если обновления обнаружены, Вам будет предложен список доступных обновлений. Выделите обновление, которое Вы хотите установить, и нажмите «Установить», затем укажите папку, куда следует сохранить обновление, и нажмите «Сохранить». Модуль автоматически скачает и сохранит обновление в указанную директорию.

Для завершения процесса обновления, скопируйте полученный файл с обновлением на любой носитель, перенесите его на компьютер с установленным программным обеспечением ЗАО «НЕЙРОКОМ» и запустите этот файл.