

Акционерное общество «НЕЙРОКОМ» (АО «НЕЙРОКОМ»)

141100, МО, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, корпус 116

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц № 1446

наименование аккредитованного на поверку лица, адрес места осуществления деятельности
и уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВПФ/09-07-2021/78231927

Действительно до 08 июля 2023 г.

Средство измерений Комплекс диагностический универсальный
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном
УПДК-МК, регистрационный № 16094-15
информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

в составе —
заводской (серийный) номер SNN-UPDK-P964065
поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с методикой поверки МП 41.Д4-14
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов: Мультиметр цифровой DMM4050, 4375213, 4 разряд, ПГ±1%,
регистрационный номер и (или) наименование, тип,

Частотомер универсальный GFC-8131H, C1812370, 4 разряд, ПГ±5·10⁻⁶ Гц
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
при следующих значениях влияющих факторов: температура 23 °С,
перечень влияющих факторов,

относительная влажность 66 %, атмосферное давление 100,6 кПа,
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

параметры питающей сети 230 В,
и на основании результатов первичной поверки подтверждено соответствие
установленным метрологическим требованиям и пригодности к дальнейшему применению.

Знак поверки:

ВПФ
21

Поверитель

Главный метролог
должность руководителя или уполномоченного
аккредитованного на поверку лица

Шмитов С.Р.
фамилия, инициалы

Мещеряков А.А.
фамилия, инициалы

Дата поверки 09 июля 2021 г.

Номером записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, являются последние восемь цифр номера свидетельства о поверке.